

FKO – Fælles Kommunal Ortodontiordning

Skrejrupvej 7

8510 Rønde

tlf. 87 53 51 40

e-mail: fko@syddjurs.dk

Åbningstider:

Mandag - onsdag 8-15

Torsdag 8-16

Fredag 8-15



syddjurs.dk

Rengøring af aftagelig bøjle



Daglig rengøring af den aftagelige bøjle er lige så vigtig som daglig tandbørstning.

Bøjlen børstes 2 x om dagen med koldt vand og håndsæbe uden parfume.

Du kan læse mere på vores hjemmeside www.syddjurs.dk/tandpleje

Du er altid meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Venlig hilsen

FKO – Fælles Kommunal Ortodontiordning

Trænger bøjlen til ekstra rengøring, kan den lægges i:

En skål/glas med ½ vand ½ eddike i 10 – 12 timer.

Eller

Biotex vand: 1 – 2 teskefulde Biotex opløses i et glas/skål med varmt vand. **Vandet afkøler til stuetemperatur**, hvorefter bøjlen lægges i vandet i 10 – 12 timer. Skylles grundigt efter.

Eller

Opvasketabs: ½ opvasketabs opløses i et glas/skål med varmt vand. **Vandet afkøler til stuetemperatur**, hvorefter bøjlen lægges i vandet i 10 – 12 timer. Skylles grundigt efter.

Det er vigtigt, at rengøringsvandet har stuetemperatur, da bøjlen, ved for varmt vand, kan udvide sig, og derved ikke passer.